

OCULOPLASTIK

CATÁLOGO OFTALMOLOGÍA
Noviembre 2020

Conformadores bilaterales 22



SIN
MARCA
CE

Los más delgados y planos. Vendido sin esterilizar.

19-091 [Extra-Pequeño] (Nuevo individual)

19-092 [Pequeño]


19-094 [Regulares]

También disponibles con 2 orificios.

19-092T [Pequeño]

19-094T [Regulares]

Anillos de Simbléfaron



SIN
MARCA
CE

Ideal para evitar que los simblefarones vuelvan a adherirse. (PMMA)

Redondo (Vendido sin esterilizar.)

21-412 [Pequeño, 20 mm]

21-414 [Mediano, 22 mm]

21-416 [Grande, 24 mm]

Conformadores bilaterales

18 and 18/20



SIN
MARCA
CE

18 18/20

19-112 [p] 19-102 [p]

19-114 [nor] 19-104 [nor]

Conformadores triangulares con curvaturas diversas para adaptarse a diferentes superficies posteriores de las cavidades anoftálmicas. El 18/20 es un modelo más grueso y más plano que el 18. (PMMA)
Cada uno en dos tamaños. Vendido sin esterilizar.

Ventosas de sujeción



SIN
MARCA
CE

Para facilitar la inserción y el retiro de los protectores oculares. Disponibles por docena. Esterilizables en autoclave. Fabricadas con caucho sin latex.
23-012 (1 docena)

Sizers (acero inoxidable)

Con esfera lustrada.

SIN
MARCA
CE



A1-014 14mm, A1-016 16mm
A1-018 18mm, A1-019 19mm
A1-020 20mm, A1-021 21mm
A1-022 22mm
A1-Conjunto (14,16,18,20,22)

PMMA no puede esterilizarse en autoclave. Nuestros productos no están previamente esterilizados.

Productos de calidad para las especialidades de oftalmología, cirugía oculoplástica, plástica, estética, dermatológica y prótesis oculares.

Oculo-Plastik, Inc.

200 rue Sauvé Ouest,

Montréal, Québec H3L 1Y9 Canada

☎ +1 514 381-3292 • 1 888 381-3292

☎ +1 514 381-1164 • 1 800 879-1849

sales@oculoplastik.com •

www.oculoplastik.com

1p cata ofta ES 201124

OCULOPLASTIK

