

OCULOPLASTIK

CATALOGUE D'OPHTALMOLOGIE
Novembre 2020

Conformateur bilatéral 22



NON
MARQUÉ
CE

Le plus plat et mince. Non stérile.

19-091 [très-petit] (nouveau simple)

19-092 [petit]


19-094 [régulier]

Aussi avec trous.

19-092T [petit]

19-094T [régulier]

Anneaux de Symlépharon



NON
MARQUÉ
CE

Pour empêcher les adhérences de se ressouder. (PMMA)

Rond (Non stérile)

21-412 [petit, 20 mm]

21-414 [moy., 22 mm]

21-416 [grand, 24 mm]

Conformateurs Bilatéraux 18 and 18/20



NON
MARQUÉ
CE

18 18/20

19-112 [p] 19-102 [p]

19-114 [reg] 19-104 [reg]

Conformateurs triangulaires dotés de différents rayons afin de se conformer aux faces postérieures variées des cavités anophtalmiques. Le 18/20 est un modèle plus épais et plat que le 18. (PMMA) 2 tailles chacun. Non stérile.

Ventouses



NON
MARQUÉ
CE

En caoutchouc synthétique sans latex pour enlever facilement les prothèses, conformateurs et protecteurs sans poignée. Elles vont à l'autoclave. 23-012LF La douzaine

Gabarits (en inox)

Avec la bille bien polie.

NON
MARQUÉ
CE



A1-014 14mm, A1-016 16mm
A1-018 18mm, A1-019 19mm
A1-020 20mm, A1-021 21mm
A1-022 22mm
A1-Ens. (14,16,18,20,22)

Le PMMA ne va pas à l'autoclave.
Présentement, aucun produit n'est offert stérile.

Produits de qualité pour l'ophtalmologie.
Autres catalogues pour
dermatologues
plasticiens et ocularistes

Oculo-Plastik, Inc.

200 rue Sauvé Ouest,

Montréal, Québec H3L 1Y9 Canada

☎ +1 514 381-3292 • 1 888 381-3292

☎ +1 514 381-1164 • 1 800 879-1849

sales@oculoplastik.com •

www.oculoplastik.com

1p cata oft FR 201124

OCULOPLASTIK

